



ŁATWY W UŻYCIU

W zestawie znajduje się wygodny pojemnik do przygotowania roztworu. Do płukania stosuje się roztwór zwykłej soli kuchennej, rozpuszczonej w przegotowanej lub destylowanej wodzie.



KONTROLA CIŚNIENIA

Wybierz najodpowiedniejszą dla siebie moc strumienia. Wybór jednego z 3 poziomów ciśnienia sygnalizuje odpowiednia dioda.



ŁADOWANIE Z USB

Urządzenie można ładować z dowolnego źródła zasilania ze złączem USB, spełniającego odpowiednie parametry. Gniazdo na przewód w urządzeniu ma wysoki stopień ochrony przed wilgocią.



ZBIORNIK JAKO POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA

Wygodne przechowywanie i transport urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami w zbiorniku, służącym standardowo do przygotowywania płukanki.

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699, Fax: 65-62342197
E-mail: info@littledoctor.sg
www.AQUARIN.sg

© Registered trade mark of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.
© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2023

E730-2306-1_POL

AQUARIN®

OTORYNOLARYNGOLOGICZNE URZĄDZENIE DO HIGIENY NOSA

PRZEPLUKIWANIE I NAWILŻANIE NOSA

- BEZPIECZNE
- BEZBOLESNE
- POD PEŁNĄ KONTROLĄ



www.AQUARIN.sg



AQUARIN®

Urządzenie Aquarin przeznaczone jest do bezpiecznego, w pełni kontrolowanego i bezbolesnego mycia i płukania nosa, w przeciwdziałaniu i leczeniu stanów zapalnych jamy nosowej u dorosłych oraz dzieci. Polecane jest w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych jamy nosowej zarówno w warunkach domowych, jak również w placówkach medycznych, celem przygotowania do operacji (usuwanie polipów, migdałków, korekcia ubytków i deformacji ściany kości i chrząstki itp.) oraz w trakcie rehabilitacji po wykonanych zabiegach.

Używanie irygatora do nosa pomaga złagodzić objawy przeziębienia lub grypy, pozbyć się zatorów kataru, nawilżyć błonę śluzową nosa i poprawić oddychanie.

Szczególnie przydatny w przypadku występowania reakcji alergicznych na pylenie kwitnących roślin lub sierść zwierząt.

Płukanie ujść zatok przynosowych i jamy nosowo-gardłowej pozytywnie wpływa na wydajniejsze funkcjonowanie całego układu oddechowego.




DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Aby zaznajomić i przyzwyczaić dzieci do użytkowania, produkt wyposażono m. in. w końcówkę dziecięcą. Po oswojeniu się dzieckiem z procedurą i opanowaniu umiejętności pracy z urządzeniem, możliwe jest wprowadzenie do użytku regularnej końcówki dla dorosłych.

WYPOSAŻENIE

W skład zestawu wchodzi wszelkie niezbędne elementy:

1. Irygator do nosa LD-N1
2. Końcówka dla dorosłych LD-SN01
3. Końcówka dla dzieci LD-SN02
4. Elastyczna rurka z uchwytem
5. Zbiornik
6. Kabel zasilający USB
7. Instrukcja obsługi
8. Karta Gwarancyjna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	LD-N1
Nominalne napięcie elektryczne /Napięcie	5V / 500mA
Pojemność wbudowanego akumulatora	2 x 1300 mAh
Ciśnienie wody: pozycja «●» pozycja «●●» pozycja «●●●»	minimalne średnie maksymalne
Przydatność do użytku* - Irygator - Akumulator - Końcówki	5 lat ok. 3 lat ok. 1000 cykli
Zalecany czas pracy ciągłej	nie dłużej niż 5 minut
Zalecany czas stygnięcia urządzenia	nie krócej niż 10 minut
Pojemność zbiornika, co najmniej	900 ml
Zużycie wody, średnio, ml/min	100-500 w zależności od wybranego trybu działania
Poziom ochrony elektrycznej obudowy	IPX7
Wymiary gabarytowe urządzenia, mm	(154 ± 2) × (58 ± 2) × (51 ± 2)
Waga netto urządzenia (bez opakowania), g	470 ± 10